

# MANUMAX EXAMINATION



PARTNER FOR LIFE

PIONIERI A LIVELLO MONDIALE NELLA  
REALIZZAZIONE DI LETTINI DI TRATTAMENTO



QUANDO **ROBUSTEZZA E INGEGNO**  
SI ARMONIZZANO PERFETTAMENTE  
IN UN UNICO LETTINO DI  
TRATTAMENTO: **MANUMAX**

MANUMAX



**ENRAF-NONIUS B.V.**

Vareseweg 127  
3047 AT Rotterdam  
Olanda  
T: +31-(0)10 - 203 06 00  
E: info@enraf-nonius.nl  
www.enraf-nonius.com

ENRAF-NONIUS

# MANUMAX EXAMINATION



## MASSIMO COMFORT PER IL MASSIMO BENESSERE

Enraf-Nonius ManuMax è una serie di lettini di trattamento di nuova generazione. Questi lettini professionali di alta qualità sono sviluppati dai nostri esperti per stabilire un nuovo standard in fisioterapia

### SEZIONE PER LA TESTA A PROFILO CURVO TRIDIMENSIONALE

ManuMax è il primo lettino di trattamento con una sezione per la testa a profilo curvo tridimensionale. L'apertura sagomata per il viso/naso segue la forma della testa e copre l'intera lunghezza del poggiatesta senza alcuna linea di giunzione, rendendo il poggiatesta molto confortevole per il paziente e facile da pulire. Massimo comfort per il massimo benessere.

### IL LETTINO DI TRATTAMENTO PIÙ STABILE DI SEMPRE

Il robusto telaio è progettato per creare una superficie di trattamento estremamente stabile. Tutti i lettini ManuMax sopportano un carico di lavoro in sicurezza fino a 250 kg. Il funzionamento standard a regolazione elettrica (in altezza) accresce la facilità d'uso di ManuMax. Questi lettini di trattamento di nuova generazione sono dotati di serie di un sistema di ruote con rivestimento morbido e di blocco digitale. Il lettino di trattamento più confortevole di sempre per paziente e terapeuta.

I telai dei lettini ManuMax sono disponibili in due diverse tonalità di grigio. I migliori materiali di rivestimento sono scelti con cura in una varietà di colori che ben si adattano ad un ambiente dallo stile naturale oppure operativo. Il lettino di trattamento perfetto che si adatta al tuo stile.



MANUMAX



# MANUMAX EXAMINATION



PARTNER FOR LIFE

CON IL SUO DESIGN ELEGANTE E MODERNO, IL MANUMAX È UN'IRRESISTIBILE RISORSA PER QUALSIASI STUDIO

## LINEE EXAMINATION E MULTI

La serie ManuMax include le linee Examination e Multi.

La linea Examination ha una sezione posteriore extra lunga, ideale per visite mediche e trattamenti di base. Non occorre che il paziente si giri per passare dalla posizione distesa a quella seduta.

La linea ManuMax Multi offre lettini di trattamento versatili, adatti al terapeuta moderno ed esigente. Dotato dell'esclusiva sezione per la testa, la linea ManuMax Multi, è disponibile in lettini di trattamento a 2 o 3 sezioni.

## MANUMAX

- ✓ PIÙ STABILE
- ✓ PIÙ CONFORTEVOLE
- ✓ DESIGN CONTEMPORANEO



MANUMAX



M A N U M A X <sup>TM</sup>

BY ENRAF NONIUS

ENRAF-NONIUS

# MANUMAX EXAMINATION



## IL MANUMAX EXAMINATION 2.2

Il ManuMax Examination 2.2 è il lettino di trattamento a 2 sezioni per visite mediche e trattamenti di base. Con la sua sezione posteriore extra lunga, assicura un comodo supporto anche ai pazienti più alti. La sezione posteriore può essere regolata fino a 90° per accogliere il paziente ed è idonea per qualsiasi trattamento.



MANUMAX



# MANUMAX EXAMINATION



PARTNER FOR LIFE



M A N U M A X <sup>TM</sup>

BY ENRAF NONIUS

MANUMAX



ENRAF-NONIUS



0570731\_40 IT

# MANUMAX EXAMINATION



## DATI TECNICI

Dimensioni piano lettino	215 x 67 cm
Regolazione altezza	ca. 48-96 cm
Tempo di sollevamento (min.-max.)	ca 18 sec.
Capacità di sollevamento	250 kg
Alimentazione	100-240V ~ 50/60 Hz
Consumo di corrente	2.5 A max.
Colori rivestimento	204 Blu scuro 012 Nero 170 Blu bambino
Colore telaio	luce buio



MANUMAX

SVILUPPATO DAL VOSTRO "PARTNER FOR LIFE"

Il ManuMaxtm è stato sviluppato da Enraf-Nonius, il vostro partner-for-life nei prodotti all'avanguardia per la fisioterapia e la riabilitazione.

ENRAF-NONIUS

## SGABELLO (DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI)

3xxx010	Sgabello, regolabile in altezza
3xxx011	Sgabello mobile, regolabile in altezza cm 59-85
3xxx012	Sgabello mobile, dotato di poggipiedi, regolazione 59-85 cm
3xxx013	Sgabello mobile, siege anatomique, regolazione 43 – 56 cm
3xxx020	Sgabello mobile, sedile anatomico regolazione 43-56 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

012

204

170

## CUSCINI

3xxx002	Cuscino semicilindrico piccolo <sup>(1)</sup>	28x9x11 cm
3xxx003	Cuscino semicilindrico grande <sup>(1)</sup>	56x16x18 cm
3xxx023	Rullo per massaggio <sup>(1)</sup>	50x Ø15 cm
3xxx004	Cuscino per collo a clessidra <sup>(1)</sup>	30x15 cm
3xxx005	Cuscino per massaggio <sup>(1)</sup>	30x28x8 cm
3xxx015	Cuscino a cuneo <sup>(1)</sup>	50x30x15 cm
1550813	Foro per il viso Manumed / ManuXelect - TRIANGOLARE (nero)	16,5 x 21 cm
3445297	Cuscino a cuneo in gomma Kaltborn nero	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sacchi di sabbia 1,2 kg <sup>(2)</sup>	15x25 cm
3446162	Sacchi di sabbia 2 kg <sup>(2)</sup>	18x27 cm
3446166	Sacchi di sabbia 4 kg <sup>(2)</sup>	25x35 cm
3446167	Sacchi di sabbia 7 kg <sup>(2)</sup>	30x45 cm

<sup>(1)</sup> = disponibile in diversi colori, alcuni colori saranno interrotti. Disponibile fino al esaurito.

<sup>(2)</sup> = disponibile in solo colore grigio



3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

## TELO


3445240	Telo per lettino, con poggiatesta	blu
3445242	Telo per lettino, con poggiatesta	bianco
3445249	Telo per lettino, con poggiatesta	grigio scuro
3445250	Telo per lettino, con poggiatesta	blu reale
3445261	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu
3445267	Telo per lettino, sin poggiatesta	bianco
3445248	Telo per lettino, sin poggiatesta	grigio scuro
3445247	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu reale
3445259	Set 3 elastici c/ clips x fissaggio alle estremità dei teli	



3445240 / 3445261



3445242 / 3445267



3445248 / 3445249



3445247 / 3445250



3445259