

MANUMAX MULTI



UN NOUVEAU STANDARD EN PHYSIOTHÉRAPIE



UNE PREMIÈRE MONDIALE DANS
LE DOMAINE DES TABLES DE
TRAITEMENT AVEC LA NOUVELLE
COLLECTION
MANUMAX D'ENRAF-NONIUS



ENRAF-NONIUS B.V.
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Les Pays-Bas
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

MANUMAX

ENRAF-NONIUS

MANUMAX MULTI

UN NOUVEAU STANDARD EN PHYSIOTHÉRAPIE

UNE STABILITÉ ET UNE ROBUSTESSE INÉGALÉES

Innovations technologiques, robustesse et design contemporain sont concentrés dans ce nouveau concept de tables de traitement ManuMax.

Le concept ManuMax d'Enraf-Nonius est une collection de tables d'examen et de traitement de nouvelle génération, imaginé par nos spécialistes et experts, pour établir un nouveau standard en Physiothérapie.

Un nouveau châssis a été spécialement conçu et développé pour apporter à l'ensemble de la ligne de tables ManuMax, une stabilité et une robustesse inégalées.

PUISSANCE ÉLEVÉE DU MOTEUR

Tous les modèles de la ligne de tables ManuMax sont équipés en standard d'un moteur 10 000 Newton qui permet de traiter également les patients les plus lourds, jusqu'à 250 kg.

La puissance élevée du moteur garanti un réglage rapide (min - max : 18 s) et silencieux de la hauteur de travail, et confère à la ManuMax une accessibilité et une utilisation optimales pour le traitement des personnes âgées ou à mobilité réduite (hauteur minimale de 48 cm).



MANUMAX MULTI

AVEC SON DESIGN ÉLÉGANT ET MODERNE, LE MANUMAX EST UN ATOUT SÉDUISANT POUR CHAQUE PRATIQUE

NOUVELLES INNOVATIONS TECHNOLOGIQUES

Un nouveau système de mise sur roulettes centralisé asservi par vérin à gaz, a été élaboré pour permettre un déplacement rapide et aisé de la ManuMax, sans effort pour le thérapeute.

La Collection ManuMax est équipée d'un interrupteur de sécurité électronique qui permet de verrouiller la table lorsqu'elle n'est pas utilisée.

Grâce à toutes ses nouvelles innovations technologiques alliées à son design contemporain, la Collection ManuMax offre un confort absolu pour les patients et les thérapeutes dans leur pratique quotidienne.

La configuration de la table ManuMax ne nécessite pas d'options supplémentaires car elle correspond parfaitement à vos besoins quel que soit la taille, la stature et le poids de vos patients.

LA MANUMAX

- ☑ STABILITÉ INÉGALÉES
- ☑ DESIGN CONTEMPORAIN
- ☑ CONFORT ABSOLU



M A N U M A X TM

BY ENRAF-NONIUS

ENRAF-NONIUS

MANUMAX MULTI

LA MANUMAX MULTI, LE MUST EN MATIÈRE DE TABLES DE TRAITEMENT

La table Multi à 3 sections de ManuMax compte de 3 ou 5 parties.


TABLE MULTI 3.3 DE MANUMAX

La table Multi 3.3 de ManuMax est une table de traitement polyvalente destinée aux thérapeutes modernes et exigeants. Elle est équipée de la tête unique ManuMax. Grâce aux différentes fonctionnalités de cette table de traitement, vous pouvez régler différentes positions comme la position de flexion.



TABLE MULTI 3.5 DE MANUMAX








La table Multi 3.5 de ManuMax dispose, en outre, d'accoudoirs réglables exclusifs, qui peuvent être abaissés et pivotés sur le côté pour un confort optimal lorsque le patient est allongé sur le ventre. Avec son ouverture faciale/nasale façonnée de manière unique et ses accoudoirs en mode relaxation totale, la ManuMax 3.5 s'impose comme la table de traitement la plus confortable et la plus ergonomique. La ManuMax 3.5 est la table de traitement idéale pour tout type de cabinet !



MANUMAX MULTI

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl)	215 x 67 cm
Hauteur réglable	environ 48-96 cm
Temps de montée (min.-max.)	environ 18 sec.
Capacité de montée	250 kg (dynamique)
Voltage du réseau	100-240V ~ 50/60 Hz
Consommation du courant	2.5 A max.
Nuancier de couleurs	204 Sirius blue
	012 Noir
	170 Blue ciel
Couleurs d'inserts de châssis	Clair
	Foncé



CONÇUE PAR ENRAF-NONIUS, VOTRE "PARTNER FOR LIFE"

La ManuMaxtm a été conçue par Enraf-Nonius, votre partenaire privilégié pour les produits de pointe destinés aux secteurs de la physiothérapie et de la rééducation.

ENRAF-NONIUS

MANUMAX MULTI

PORTE ROULEAU ET PAPIER

1570800	Porte rouleau pour la ManuMax
3445280	Distributeur sur pied (indépendant)
3445278	Rouleaux papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5



1570800



3445280



3445278



M A N U M A X TM

BY ENRAF NONIUS

ACCESSOIRES MANUMAX MULTI

TABOURETS (DISPONIBLES EN COULEURS DIFFÉRENTES)

3xxx010	Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
3xxx011	Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
3xxx012	Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
3xxx013	Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
3xxx020	Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

012

204

170

COUSSINS ET ROULEAUX

3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville ⁽¹⁾	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large ⁽¹⁾	56x16x18 cm
3xxx023	Rouleau de massage ⁽¹⁾	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier ⁽¹⁾	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage ⁽¹⁾	30x28x8 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire ⁽¹⁾	50x30x15 cm
1550813	Obturbateur pour fente nasale, forme triangulaire (uniquement en noir)	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (uniquement en noir)	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg ⁽²⁾	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg ⁽²⁾	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg ⁽²⁾	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg ⁽²⁾	30x45 cm

⁽¹⁾ = Disponible en couleurs différentes, certaines couleurs seront supprimées. Disponible jusqu'à la fin de stock.

⁽²⁾ = Disponible en seule gris



3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166




3446167

HOUSSES DE TABLE

3445240	Housse, avec ouverture pour le nez	bleue
3445242	Housse, avec ouverture pour le nez	blanche
3445249	Housse, avec ouverture pour le nez	gris foncé
3445250	Housse, avec ouverture pour le nez	bleu royal
3445261	Housse, sans ouverture pour le nez	bleue
3445267	Housse, sans ouverture pour le nez	blanche
3445248	Housse, sans ouverture pour le nez	gris foncé
3445247	Housse, sans ouverture pour le nez	bleu royal
3445259	Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3	



3445240 / 3445261



3445242 / 3445267



3445248 / 3445249



3445247 / 3445250



3445259