

MANUMAX MULTI



PIONIERI A LIVELLO MONDIALE NELLA
REALIZZAZIONE DI LETTINI DI TRATTAMENTO



QUANDO **ROBUSTEZZA E INGEGNO**
SI ARMONIZZANO PERFETTAMENTE
IN UN UNICO LETTINO DI
TRATTAMENTO: **MANUMAX**



ENRAF-NONIUS B.V.

Vareseweg 127

3047 AT Rotterdam

Olanda

T: +31-(0)10 - 203 06 00

E: info@enraf-nonius.nl

www.enraf-nonius.com

MANUMAX

ENRAF-NONIUS

MANUMAX MULTI



MASSIMO COMFORT PER IL MASSIMO BENESSERE

Enraf-Nonius ManuMax è una serie di lettini di trattamento di nuova generazione. Questi lettini professionali di alta qualità sono sviluppati dai nostri esperti per stabilire un nuovo standard in fisioterapia

SEZIONE PER LA TESTA A PROFILO CURVO TRIDIMENSIONALE

ManuMax è il primo lettino di trattamento con una sezione per la testa a profilo curvo tridimensionale. L'apertura sagomata per il viso/naso segue la forma della testa e copre l'intera lunghezza del poggiatesta senza alcuna linea di giunzione, rendendo il poggiatesta molto confortevole per il paziente e facile da pulire. Massimo comfort per il massimo benessere.

IL LETTINO DI TRATTAMENTO PIÙ STABILE DI SEMPRE

Il robusto telaio è progettato per creare una superficie di trattamento estremamente stabile. Tutti i lettini ManuMax sopportano un carico di lavoro in sicurezza fino a 250 kg. Il funzionamento standard a regolazione elettrica (in altezza) accresce la facilità d'uso di ManuMax. Questi lettini di trattamento di nuova generazione sono dotati di serie di un sistema di ruote con rivestimento morbido e di blocco digitale. Il lettino di trattamento più confortevole di sempre per paziente e terapeuta.

I telai dei lettini ManuMax sono disponibili in due diverse tonalità di grigio. I migliori materiali di rivestimento sono scelti con cura in una varietà di colori che ben si adattano ad un ambiente dallo stile naturale oppure operativo. Il lettino di trattamento perfetto che si adatta al tuo stile.



MANUMAX

MANUMAX MULTI

CON IL SUO DESIGN ELEGANTE E MODERNO, IL MANUMAX È UN'IRRESISTIBILE RISORSA PER QUALSIASI STUDIO

LINEE EXAMINATION E MULTI

La serie ManuMax include le linee Examination e Multi.

La linea Examination ha una sezione posteriore extra lunga, ideale per visite mediche e trattamenti di base. Non occorre che il paziente si giri per passare dalla posizione distesa a quella seduta.

La linea ManuMax Multi offre lettini di trattamento versatili, adatti al terapeuta moderno ed esigente. Dotato dell'esclusiva sezione per la testa, la linea ManuMax Multi, è disponibile in lettini di trattamento a 2 o 3 sezioni.

MANUMAX

- ✓ PIÙ STABILE
- ✓ PIÙ CONFORTEVOLE
- ✓ DESIGN CONTEMPORANEO



M A N U M A X TM

BY ENRAF-NONIUS

MANUMAX MULTI

MANUMAX MULTI, IL NUOVO ED ESCLUSIVO LETTINO DI TRATTAMENTO

Il lettino di trattamento triplo ManuMax Multi può avere 3 o 5 sezioni.


IL MANUMAX MULTI 3.3

Il ManuMax Multi 3.3 è il versatile lettino di trattamento per il terapeuta moderno ed esigente. Questo ManuMax è dotato dell'esclusiva sezione per la testa ManuMax. Questo lettino di trattamento multifunzionale è regolabile in diverse posizioni, come la posizione di flessione.



IL MANUMAX MULTI 3.5

Il ManuMax Multi 3.5 ha, inoltre, esclusivi braccioli regolabili, che possono essere abbassati gradualmente e ripiegati lateralmente per il massimo comfort del paziente in posizione prona. Con la sua esclusiva apertura sagomata per il viso/naso e le braccia disposte in totale relax, ManuMax 3.5 è il lettino di trattamento più ergonomico e confortevole di sempre. Il ManuMax 3.5 è il più innovativo ed esclusivo lettino di trattamento di sempre per il vostro studio!



MANUMAX MULTI



M A N U M A X TM

BY ENRAF NONIUS

ENRAF-NONIUS








MANUMAX



MANUMAX MULTI

DATI TECNICI

Dimensioni piano lettino	215 x 67 cm
Regolazione altezza	ca. 48-96 cm
Tempo di sollevamento (min.-max.)	ca 18 sec.
Capacità di sollevamento	250 kg
Alimentazione	100-240V ~ 50/60 Hz
Consumo di corrente	2.5 A max.
Colori rivestimento	204 Blu scuro
	012 Nero
	170 Blu bambino
Colore telaio	luce
	buio



SVILUPPATO DAL VOSTRO "PARTNER FOR LIFE"

Il ManuMaxtm è stato sviluppato da Enraf-Nonius, il vostro partner-for-life nei prodotti all'avanguardia per la fisioterapia e la riabilitazione.

ENRAF-NONIUS

ACCESSORI MANUMAX MULTI

SGABELLO (DISPONIBILE IN DIVERSI COLORI)

3xxx010	Sgabello, regolabile in altezza
3xxx011	Sgabello mobile, regolabile in altezza cm 59-85
3xxx012	Sgabello mobile, dotato di poggiatesta, regolazione 59-85 cm
3xxx013	Sgabello mobile, sedia anatomica, regolazione 43 - 56 cm
3xxx020	Sgabello mobile, sedile anatomico regolazione 43-56 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

012

204

170

CUSCINI

3xxx002	Cuscino semicilindrico piccolo ⁽¹⁾	28x9x11 cm
3xxx003	Cuscino semicilindrico grande ⁽¹⁾	56x16x18 cm
3xxx023	Rullo per massaggio ⁽¹⁾	50x Ø15 cm
3xxx004	Cuscino per collo a clessidra ⁽¹⁾	30x15 cm
3xxx005	Cuscino per massaggio ⁽¹⁾	30x28x8 cm
3xxx015	Cuscino a cuneo ⁽¹⁾	50x30x15 cm
1550813	Foro per il viso Manumed / ManuXelect - TRIANGOLARE (nero)	16,5 x 21 cm
3445297	Cuscino a cuneo in gomma Kaltenborn nero	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sacchi di sabbia 1,2 kg ⁽²⁾	15x25 cm
3446162	Sacchi di sabbia 2 kg ⁽²⁾	18x27 cm
3446166	Sacchi di sabbia 4 kg ⁽²⁾	25x35 cm
3446167	Sacchi di sabbia 7 kg ⁽²⁾	30x45 cm

⁽¹⁾ = disponibile in diversi colori, alcuni colori saranno interrotti. Disponibile fino al esaurito.

⁽²⁾ = disponibile in solo colore grigio


3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166




3446167

TELO

3445240	Telo per lettino, con poggiatesta	blu
3445242	Telo per lettino, con poggiatesta	bianco
3445249	Telo per lettino, con poggiatesta	grigio scuro
3445250	Telo per lettino, con poggiatesta	blu reale
3445261	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu
3445267	Telo per lettino, sin poggiatesta	bianco
3445248	Telo per lettino, sin poggiatesta	grigio scuro
3445247	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu reale
3445259	Set 3 elastici c/ clips x fissaggio alle estremità dei teli	



3445240 / 3445261



3445242 / 3445267



3445248 / 3445249



3445247 / 3445250



3445259