


Pour vous, physiothérapeute moderne et exigeant la Manumed Optimale 3 parties vous offre la polyvalence parfaite pour l'examen et le traitement. Toutes les positions possibles, couchée, assise, en cyphose, en Trendelenburg, peuvent être adaptées lors du traitement alors que le patient est installé sur la table. En bref, la table la plus universelle et polyvalente, qui offre au thérapeute et au patient l'avantage d'un traitement très confortable. Stable mais aussi élégante sur ses roulettes escamotables, la Manumed Optimale 3 parties est le choix évident du thérapeute exigeant pour une table professionnelle de qualité.





- 3 (à 5) parties réglables
- Plusieurs positions réglables, comme la cyphose et anti-Trendelenburg
- Réglages électriques vers le haut ou vers le bas à partir de la position standard
- Charge maximale en montée de 200 kg (modèle electrique en option jusqu'à 250 kg)
- La partie têtière s'abaisse complètement vers le bas pour un meilleur accès de la région cervicale
- Poignées placées de façon ergonomique
- Longue fente nasale, autorisant un déplacement longitudinal du patient lorsqu'il est en décubitus ventral
- En option fente nasale triangulaire ou absence de fente nasale
- Mise sur roulettes centralisée pour un déplacement rapide et facile de la table
- Réglage de la hauteur hydraulique (absence de câbles) ou électrique (facile, commode, rapide)
- Position de traitement très détendue en décubitus ventral avec partie têtière séparée (option)




ENRAF-NONIUS B.V.

Vareseweg 127 3047 AT Rotterdam Les Pays-Bas T: +31-(0)10 - 203 06 00 E: info@enraf-nonius.nl www.enraf-nonius.com



MANUMED OPTIMALE 3 PARTIES SANS CYPHOSE






Τv	b	e

212 3 parties sans cyphose, réglage de la hauteur hydraulique

222 3 parties sans cyphose, réglage de la hauteur électrique

MANUMED OPTIMALE 3 PARTIES AVEC CYPHOSE





Туре

213 3 parties avec cyphose, réglage de la hauteur hydraulique

243 3 parties avec cyphose electrique, réglage de la hauteur électrique

MANUMED OPTIMALE 5 PARTIES AVEC CYPHOSE ET APPUI-BRAS RÉGLABLES



T	y	p	e

214 5 parties, têtière avec appui-bras réglables, sans cyphose, réglage de la hauteur hydraulique

224 5 parties, têtière avec appui-bras réglables, sans cyphose, réglage de la hauteur électrique

5 parties, têtière avec appui-bras réglables, cyphose réglable par vérins à gaz, réglage de la hauteur hydraulique

245 5 parties, têtière avec appui-bras réglables, réglage de la cyphose et de la hauteur électrique

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl): Hauteur réglable:

Temps de montée (min.-max.): Capacité de montée:

(Charge max dynamique):

Voltage du réseau: Consommation du courant: ATTENTION:

Charge max en statique:

 $204 \times 67 \ \text{cm}$ (option largeur 57 / 80 cm) 47-100 cm électrique

47-97 cm hydraulique environ 18 sec.

200 kg

(type électrique en option 250 kg)

600 ka

120/230VAC 50/60 Hz

2.0 A max.

COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE

OPTIONNELLE



COULEURS MANUMED



Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. C'est la raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!















811 noir volcan



850 noyer



851 sable



886 feuille



888 neige











LIFESTYLE



410 anthracite



406 sarcelle



407 cerise



408 terre cuite



409 la peau











EXECUTIVE



012 noir

châssis



213 gris



199 lavande



204 sirius bleu



169 bleu barbeau



170 bleu ciel





Ral 7035 gris



Ral 9005 noir




OPTIONS(1) MANUMED OPTIMALE 3-PARTIES



CAPITONNAGE 6 cm épaisseur 4 cm épaisseur 4 cm épaisseur 4 cm épaisseur Extra doux Extra dur Largeur DeLuxe Section Normal de plateau 57cm 67 cm 0 0 80 cm О О

s = standard o = en option x = non disponible



DENSITÉ DE MOUSSE:

Normal: 38 Kg/m^3 DeLuxe: 38 Kg/m^3 Extra dur: 70 Kg/m^3

Extra doux: 4 cm 38 Kg/m³ + 1,5 cm 30 Kg/m³



60 mm





Standard

DeLuxe

Extra dur


Extra doux

FENTE NASALE

A. Longue, avec bouchon (standard)

B. Triangulaire (option) avec bouchon en option1550813

C. Sans fente nasale (option)





RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

A. Hydraulique (212 / 213 / 214 / 215)

B. Électrique (222 / 243 / 224 / 245) Commande au pied (standard)

C. Électrique (222 / 243 / 224 / 245) Commande périphérique (option)







CAPACITÉ DE MONTÉE

A. Électrique (222 / 243 / 224 / 245) - max. 200 kg (standard)

B. Électrique (222 / 243 / 224 / 245) - max 250 kg (option)

C. Hydraulique (212 / 213 / 214 / 215) max 200 kg







AUTRES OPTIONS DES TABLES

A. Accoudoirs rabattables (Seulement avec les modèles de largeur de 67 cm)

B. Interrupteur de sécurité





(1) = Note: A commander avec la table



ACCESSOIRES MANUMED OPTIMALE 3-PARTIES



PORTE ROULEAU ET PAPIER

3450104	Porte rouleau pour la Manumed Optimale, pour rouleaux 50 & 60 cm, sous plateau jambier
3450105	Porte rouleau pour la Manumed Optimale, pour rouleaux 50 & 60 cm, sous la têtière
3445280	Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 50 & 60 cm
3445278	Rouleau papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5
3445279	Rouleau papier, largeur 60 cm, longueur 150 m, par 5









ACCESSOIRES DE FIXATION

3xxx035	Support d'aisselles et d'épaules (ensemble de 2) (disponible en différentes couleurs)
3450036	Attache pour supports 3xxx035 (ensemble de 2)
3xxx031	Support pelvien, incliné, fixation plateau (disponible en différentes couleurs)
3496187	Rail de fixation pour supports d'épaules, d'aisselles ou pour supports gynécologiques (pour: 1550810 / 1550805 / 3xxx028) *
3xxx028	Support d'épaules (l'unité) (disponible en différentes couleurs)

* Seul pour tables 213, 215, 243 et 245













SANGLES DE FIXATION

3445023	Sangle de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
3445014	Sangle de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
3445015	Sangle de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
3445475	Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm
3445474	Sangle de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm









ACCESSOIRES MANUMED OPTIMALE 3-PARTIES

Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm


3xxx020



TABOURETS (DISPONIBLES DANS LES COULEURS CI-DESSOUS) 3xxx010 Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm 3xxx011 Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm 3xxx012 Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm 3xxx013 Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm



COUSSINS ET ROULEAUX (DISPONIBLES DANS LES COULEURS CI-DESSOUS)				
3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville	28x9x11 cm		
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large	56x16x18 cm		
3xxx023	Rouleau de massage	50x Ø15 cm		
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier	30x15 cm		
3xxx005	Coussin de massage	30x28x8 cm		
3xxx015	Coussin de table triangulaire	50x30x15 cm		
1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire (uniquement en noir)	16,5 x 21 cm		
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (uniquement en noir)	22,5 x 10,5 x 8,5		
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg ⁽¹⁾	15x25 cm		
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg ⁽¹⁾	18x27 cm		
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg ⁽¹⁾	25x35 cm		
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg ⁽¹⁾	30x45 cm		





ENRAF-NONIUS

ACCESSOIRES MANUMED OPTIMALE 3-PARTIES



HOUSSES DE TABLE 3445240 bleue Housse, avec ouverture pour le nez 3445241 bordeaux Housse, avec ouverture pour le nez 3445242 Housse, avec ouverture pour le nez blanche 3445244 Housse, avec ouverture pour le nez jade 3445249 Housse, avec ouverture pour le nez gris foncé 3445250 Housse, avec ouverture pour le nez bleu royal 3445251 Housse, avec ouverture pour le nez camel 3445261 Housse, sans ouverture pour le nez bleue 3445034 bordeaux Housse, sans ouverture pour le nez 3445267 Housse, sans ouverture pour le nez blanche 3445262 Housse, sans ouverture pour le nez jade 3445248 gris foncé Housse, sans ouverture pour le nez 3445247 Housse, sans ouverture pour le nez bleu royal 3445252 Housse, sans ouverture pour le nez camel Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux 3445259 deux extrémités, ensemble de 3

















ACCESSOIRES GYNECOLOGIQUES*

3496187 Rail de fixation pour supports d'épaules, d'aisselles ou pour supports gynécologiques (pour. 1550810 / 1550805 / 3xxx028)

1550810 Supports gynécologiques confortables1550805 Supports gynécologiques

* Seul pour tables avec cyphose et 67 cm large







DIVERS

3450067 Jeu de 4 réhausseurs 30 mm





