

# MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI



PARTNER FOR LIFE

Grazie alla versatilità del Manumed Optimal 3-sezioni, il fisioterapista moderno ed esigente disporrà del lettino per trattamento e da visita perfetto. Tutto è possibile: posizione sdraiata e seduta, posizione "Trendelenburg" (inclinazione completa del corpo) e posizione flexion, che durante il trattamento può essere regolata mentre il paziente rimane comodamente sdraiato. In breve, il lettino più universale che possa esistere, con il quale sia il terapeuta che il paziente vivono il comfort del trattamento. Di aspetto elegante e robusto sui piedini che ne facilitano lo spostamento, il Manumed Optimal a 3-sezioni è la scelta per eccellenza per il terapeuta che esige un lettino per trattamento professionale di altissima qualità e con tutte le caratteristiche.



*"Un fantastico lettino da visita e per trattamento per tutte le occasioni."*



- Da 3 a 5-sezioni regolabili
- Diverse possibilità di regolazione delle sezioni fra cui posizione flexion e posizione anti-"Trendelenburg"
- Posizione flexion raggiungibile elettricamente nella versione con sollevamento/abbassamento elettrico
- Carico sopportato fino a 200 kg (versione elettrico opzionale 250 kg)
- Testata completamente pieghevole per una migliore accessibilità al collo
- Impugnature ottimamente posizionate
- Foro lungo per il viso con il quale il paziente, anche in posizione prona, si può spostare in direzione prossimale o distale
- Meccanismo di sollevamento con rotelle che consentono di spostare il lettino con facilità
- Regolazione idraulica (non serve alcun cavo elettrico) o elettrica (molto confortevole, facile e rapida) dell'altezza.
- Posizione prona totalmente rilassata grazie alla testata separata (opzione)




**ENRAF-NONIUS B.V.**

Vareseweg 127  
3047 AT Rotterdam  
Olanda  
T: +31-(0)10 - 203 06 00  
E: info@enraf-nonius.nl  
www.enraf-nonius.com

MANUMED

# MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI


## MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI SENZA POSIZIONE FLEXION



### Tipo

- 212 3-sezioni senza posizione flexion, idraulico
- 222 3-sezioni senza posizione flexion, elettrico


## MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI POSIZIONE FLEXION



### Tipo

- 213 3-sezioni posizione flexion, idraulico
- 243 3-sezioni posizione flexion, elettrico

## MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI, BRACCIOLI LATERALI




### Tipo

- 214 3-sezioni, braccioli laterali, senza posizione flexion, idraulico
- 224 3-sezioni, braccioli laterali, senza posizione flexion, elettrico
- 215 3-sezioni, braccioli laterali, posizione flexion, idraulico
- 245 3-sezioni, braccioli laterali, posizione flexion, elettrico

## DATI TECNICI

- Dimensioni piano lettino: 200x67 cm (opzionale 57 o 80 cm larghezza)
- Regolazione altezza: 47-100 cm elettrica  
47-97 cm idraulica
- Tempo di sollevamento (min.-max.): circa 25 sec.
- Capacità di sollevamento: 200 kg  
(tipo elettrico opzionale 250 kg)
- Alimentazione: 120/230VAC 50/60 Hz
- Consumo di corrente: 1.0 A max.

ATTENZIONE: REGOLAZIONE PERIFERICA E UN OPZIONE



Un Manumed per ogni ambiente. Anche negli ambulatori di fisioterapia è importante creare un'atmosfera accogliente. I clienti devono sentirsi a proprio agio nel locale dove vengono curati. Poiché ogni ambulatorio ha arredi e colori diversi, riteniamo importante che anche il lettino per i trattamenti sia adatto al progetto e all'ambiente. Per questo siamo in grado di produrre i lettini per i trattamenti Manumed in diversi colori del telaio e del rivestimento in skai. Il nostro rivestimento in skai è esente da ftalati, ignifugo e biocompatibile: una combinazione esclusiva che rende questo skai adatto all'uso medicale!




## NATURAL



811  
nero vulcano



850  
noce




851  
sabbia



886  
foglia



888  
neve



## LIFESTYLE



410  
antracite



406  
petrolio



407  
ciliegia



408  
terracotta



409  
pelle



## EXECUTIVE



012  
nero




213  
grigio



199  
lavanda



204  
blu scuro



169  
blu elettrico



170  
baby bleu



colores  
telaio



Ral 7035  
grigio



Ral 9005  
nero




Ral 9010  
bianco

# OPZIONI<sup>(1)</sup> MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI

## RIVESTIMENTO

Larghezza del piano	Imbottitura Standard 4 cm	Imbottitura DeLuxe 6 cm	Imbottitura Extra duro 4 cm thick	Imbottitura Extra soft 4 cm	Sezione di forma trapezio	Sezione di forma rettangolare
57cm	s	o	o	o	x	s
67 cm	s	o	o	o	s	o
80 cm	s	o	o	o	s	x

s = standard o = opzionale x = non disponibile




## DENSITÀ ESPANSO:

Standard: 38 Kg/m<sup>3</sup>  
 DeLuxe: 38 Kg/m<sup>3</sup>  
 Extra duro: 70 Kg/m<sup>3</sup>  
 Extra soft: 4 cm 38 Kg/m<sup>3</sup> + 1,5 cm 30 Kg/m<sup>3</sup>



## FORO PER IL VISO

- A. Lungo=standard (incl cuscinetto di copertura)
- B. Trangolare (optionale) con cuscinetto di copertura opzionale 1550813
- C. Sin foro per il viso (optionale)



## REGOLAZIONE

- A. Idraulica (tipo 212 / 213 / 214 / 215)
- B. Elettrica (222 / 243 / 224 / 245) Commutatore a pedale (standard)
- C. Elettrica (222 / 243 / 224 / 245) Regolazione altezza periferica(optionale)



## CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

- A. Elettrico - max. 200 kg (standard)
- B. Elettrico - max 250 kg (optionale)
- C. Idraulica max 200 kg



## VARIO

- A. Ergo-wings (per il larghezza del piano de 67 cm)
- B. Interruttore di sicurezza



(1) = ATTENZIONE! A causa delle regolazioni sulla parte superiore in fase di produzione, deve essere ordinato assieme al letto.

# ACCESSORI MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI

## PORTAROTOLO


3450104	Portarotolo per Manumed fissaggio sotto fine piedi (rotoli carta 50 e 60 cm)
3450105	Portarotolo per Manumed fissaggio sotto poggiatesta (rotoli carta 50 e 60 cm)
3445280	Sostegno a pavimento per rotoli carta 50 e 60 cm
3445278	Rotolo carta cellulosa largh. 50 cm lungh. 150 m (5 x)
3445279	Rotolo carta cellulosa largh. 60 cm lungh. 150 m (5 x)



3450104



3450105



3445280



3445279 / 3445278



## ASSESSORI DI FISSAGGIO

3xxx035	Supporto per spalla (2 pezzi) (disponibile in più colori, vedere la pagina precedente)
3450036	Morsetti per fissaggio supporte spalle 3xxx035 (2 pezzi)
3xxx031	Supporto pelvico, inclusa piastra di montaggio (disponibile in più colori, vedere la pagina precedente)
3496187	Trave di montaggio a supporto spalla, ascella e per lettino ginecologico (per: 1550810 / 1550805 / 3xxx028)*
3xxx028	Supporto per ascella (disponibile in più colori, vedere la pagina precedente)

\* Solo da lettini 213, 215, 243 e 245



3xxx035



3450036



3xxx031



3496187



3xxx028



## FASCIA

3445023	Fascia di fissaggio in velcro, 120 cm
3445014	Fascia di fissaggio in velcro, 160 cm
3445015	Fascia di fissaggio in velcro, 240 cm
3445475	Fascia di fissaggio, chiusura di sicurezza 250 cm
3445474	Fascia in velcro lunghezza cm 350 chiusura di sicurezza



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



# ACCESSORI MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI

## SGABELLI (DISPONIBILI NEI COLORI QUI SOTTO)

3xxx010	Sgabello, regolabile in altezza
3xxx011	Sgabello mobile, regolabile in altezza cm 59-85
3xxx012	Sgabello mobile, dotato di poggiatesta, regolazione 59-85 cm
3xxx013	Sgabello mobile, siege anatomique, regolazione 43 – 56 cm
3xxx020	Sgabello mobile, sedile anatomico regolazione 43-56 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

## CUSCINI (DISPONIBILI NEI COLORI QUI SOTTO)

3xxx002	Cuscino semicilindrico piccolo	28x9x11 cm
3xxx003	Cuscino semicilindrico grande	56x16x18 cm
3xxx023	Rullo per massaggio	50x Ø15 cm
3xxx004	Cuscino per collo a clessidra	30x15 cm
3xxx005	Cuscino per massaggio	30x28x8 cm
3xxx015	Cuscino a cuneo	50x30x15 cm
1550813	Foro per il viso Manumed / ManuXelect - TRIANGOLARE (nero)	16,5 x 21 cm
3445297	Cuscino a cuneo in gomma Kaltenborn nero	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sacchi di sabbia 1,2 kg <sup>(1)</sup>	15x25 cm
3446162	Sacchi di sabbia 2 kg <sup>(1)</sup>	18x27 cm
3446166	Sacchi di sabbia 4 kg <sup>(1)</sup>	25x35 cm
3446167	Sacchi di sabbia 7 kg <sup>(1)</sup>	30x45 cm

<sup>(1)</sup> = disponibile in solo colore grigio



3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

## EXECUTIVE



012

nero



213

grigio



199

lavanda



204

blu scuro



169

blu elettrico



170

baby bleu



## NATURAL



811

nero vulcano



851

sabbia



410

antracite



408

terracotta



# ACCESSORI MANUMED OPTIMAL 3-SEZIONI

## TELO

3445240	Telo per lettino, con poggiatesta	blu
3445241	Telo per lettino, con poggiatesta	bordeaux
3445242	Telo per lettino, con poggiatesta	bianco
3445244	Telo per lettino, con poggiatesta	verde giada
3445249	Telo per lettino, con poggiatesta	grigio scuro
3445250	Telo per lettino, con poggiatesta	blu reale
3445251	Telo per lettino, con poggiatesta	camello
3445261	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu
3445034	Telo per lettino, sin poggiatesta	bordeaux
3445267	Telo per lettino, sin poggiatesta	bianco
3445262	Telo per lettino, sin poggiatesta	verde giada
3445248	Telo per lettino, sin poggiatesta	grigio scuro
3445247	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu reale
3445252	Telo per lettino, sin poggiatesta	camello
3445259	Set 3 elastici c/ clips x fissaggio alle estremità dei teli	



## GYNO\*

3496187	Trave di montaggio a supporto spalla, ascella e per lettino ginecologico (per: 1550810 / 1550805 / 3xxx028)
1550810	Gynoset Comfort
1550805	Gynoset

\* Solo da lettini con posizione flexion e di 67 cm di larghezza



1550810



1550805

## VARIO

3450067	Set per aumentare l'altezza dei piedi (30 mm)
---------	---



3450067

