

MANUMED BOBATH



PARTNER FOR LIFE

Possibilità di svolgere ginnastica terapeutica neurologica con il Manumed Bobath. Grazie alla superficie di trattamento grande e particolarmente larga da 100 a 120 cm di larghezza, è facile sostenere i pazienti e guidarli durante l'esercizio terapeutico. I metodi di movimento Bobath e Vojta sono perfettamente eseguibili grazie ad una stabilità senza uguali. Un lettino robusto grazie al quale sia il paziente che il terapeuta possono assumere le posizioni di trattamento più confortevoli..



- Superficie particolarmente grande (100 o 120x200 cm)
- Meccanismo di sollevamento con rotelle che consente di spostare il lettino con estrema facilità
- Regolazione dell'altezza elettrica o idraulica
- La versione a 2 sezioni si può utilizzare come lettino di esercizio neurologico e lettino da trattamento



ENRAF-NONIUS
Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Olanda
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com


MANUMED

MANUMED BOBATH



PARTNER FOR LIFE


MANUMED BOBATH 2-SEZIONI ALTEZZA REGOLABILE



Tipo

- 511 Manumed Bobath 2-sezioni, idraulico H/L
- 521 Manumed Bobath 2-sezioni, elettrico


MANUMED BOBATH 1-SEZIONI ALTEZZA REGOLABILE



Tipo

- 510 Manumed Bobath 1-sezione, idraulico
- 520 Manumed Bobath 1-sezione, elettrico

MANUMED BOBATH 1-SEZIONE ALTEZZA FISSA



Tipo

- 500 Manumed Bobath 1-sezione, altezza fissa 55 cm

DATI TECNICI

Dimensioni piano lettino:	200x100 cm opzionale 120 cm larghezza tipo 510 e 520 203x120 cm tipo 511 e 521
Regolazione altezza:	44 - 97 cm
Tempo di sollevamento (min.-max.):	circa 18 sec.
Capacità di sollevamento:	250 kg per Typo 520 e 521 (elettrico) 200 kg per Typo 510 e 511 (idraulico) 135 kg per Typo 500 (altezza fissa)
Alimentazione:	120/230VAC 50/60 Hz
Consumo di corrente:	1.0 A max.

ATTENZIONE: REGOLAZIONE PERIFERICA E UN OPZIONE UN OPZIONE



MANUMED

Un Manumed per ogni ambiente. Anche negli ambulatori di fisioterapia è importante creare un'atmosfera accogliente. I clienti devono sentirsi a proprio agio nel locale dove vengono curati. Poiché ogni ambulatorio ha arredi e colori diversi, riteniamo importante che anche il lettino per i trattamenti sia adatto al progetto e all'ambiente. Per questo siamo in grado di produrre i lettini per i trattamenti Manumed in diversi colori del telaio e del rivestimento in skai. Il nostro rivestimento in skai è esente da ftalati, ignifugo e biocompatibile: una combinazione esclusiva che rende questo skai adatto all'uso medicale!



NATURAL



811
nero vulcano



850
noce




851
sabbia



886
foglia



888
neve



LIFESTYLE



410
antracite



406
petrolio



407
ciliegia



408
terracotta



409
pelle



EXECUTIVE



012
nero




213
grigio



199
lavanda



204
blu scuro



169
blu elettrico



170
baby bleu



Colores telaio



Ral 7035
grigio



Ral 9010
bianco

OPZIONI⁽¹⁾ MANUMED BOBATH


RIVESTIMENTO

Larghezza del piano	Imbottitura Standard 4 cm	Imbottitura DeLuxe 6 cm	Imbottitura Extra duro 4 cm thick	Imbottitura Extra soft 4 cm
100 cm ⁽¹⁾	s	x	x	x
120 cm ⁽²⁾	s	x	x	x

s = standard x = non disponibile

(1) = standard per 500, 510, 520

(2) = standard per 511, 521, opzionale per 510, 520




DENSIDAD ESPUMA:

Estándar: 38 Kg/m³





REGOLAZIONE

- A. Idraulica (510/511)
- B. Elettrica (520/521) Commutatore a pedale (standard)
- C. Elettrica (520/521) Regolazione altezza periferica (optionale)



CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

- A. Elettrico - max. 250 kg (standard 520/521)
- B. Idraulica max 200 kg (510/511)



VARIO

- A. Interruttore di sicurezza




(1) = ATTENZIONE! A causa delle regolazioni sulla parte superiore in fase di produzione, deve essere ordinato assieme al letto.

FASCIA

3445474 Fascia in velcro lunghezza cm 350 chiusura di sicurezza



3445474



ACCESSORI MANUMED BOBATH

SGABELLI (DISPONIBILI NEI COLORI QUI SOTTO)

3xxx010	Sgabello, regolabile in altezza
3xxx011	Sgabello mobile, regolabile in altezza cm 59-85
3xxx012	Sgabello mobile, dotato di poggiatesta, regolazione 59-85 cm
3xxx013	Sgabello mobile, siege anatomique, regolazione 43 – 56 cm
3xxx020	Sgabello mobile, sedile anatomico regolazione 43-56 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

CUSCINI (DISPONIBILI NEI COLORI QUI SOTTO)

3xxx002	Cuscino semicilindrico piccolo	28x9x11 cm
3xxx003	Cuscino semicilindrico grande	56x16x18 cm
3xxx023	Rullo per massaggio	50x Ø15 cm
3xxx004	Cuscino per collo a clessidra	30x15 cm
3xxx005	Cuscino per massaggio	30x28x8 cm
3xxx015	Cuscino a cuneo	50x30x15 cm
1550813	Foro per il viso Manumed / ManuXelect - TRIANGOLARE (nero)	16,5 x 21 cm
3445297	Cuscino a cuneo in gomma Kaltenborn nero	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sacchi di sabbia 1,2 kg ⁽¹⁾	15x25 cm
3446162	Sacchi di sabbia 2 kg ⁽¹⁾	18x27 cm
3446166	Sacchi di sabbia 4 kg ⁽¹⁾	25x35 cm
3446167	Sacchi di sabbia 7 kg ⁽¹⁾	30x45 cm

⁽¹⁾ = disponibile in solo colore grigio



3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

EXECUTIVE



012

nero



213

grigio



199

lavanda



204

blu scuro



169

blu elettrico



170

baby bleu



NATURAL



811

nero vulcano



851

sabbia

LIFESTYLE



410

antracite



408

terracotta

