

# MANUMED OSTEO



PARTNER FOR LIFE

La table d'examen et de traitement Manumed Osteo est indispensable au thérapeute qui tient à avoir un maximum de confort non seulement pour son patient, mais aussi pour lui-même. Cette table de traitement possède 4 (à 7) plateaux réglables indépendamment permettant de positionner le patient dans presque toutes les positions souhaitées. L'ajustement du pli entre les plateaux à réglage électrique est de série sur chacun des trois modèles Osteo différents avec commande périphérique de la hauteur (type 446, 448 et 449). C'est l'idéal pour le thérapeute. Il éprouve vraiment plus de confort durant l'exercice de sa profession lourde physiquement. Une véritable table de qualité, à ne manquer sous aucun prétexte et d'usage flexible !



*"Une grande table pour les petites surfaces,  
à un excellent rapport qualité/prix."*

- 4 (à 7) parties à réglage indépendant, autorisant un nombre infini de positions assises ou allongées
- Positions cyphose et (anti-)Trendelenburg
- Stabilité maximale associée aux nombreuses possibilités de réglage
- Réglage électrique de la hauteur les réglages des différentes parties pour un confort maximum
- 1 position programmable: avec 1 pression sur le bouton pour, par exemple, une position horizontale complète.
- Position de traitement très détendue en décubitus ventral avec partie tête séparée (option)
- Parties jambières réglables individuellement (option)
- Plateaux capitonnés avec bords souples



**ENRAF-NONIUS B.V.**

Vareseweg 127  
3047 AT Rotterdam  
Les Pays-Bas  
T: +31-(0)10 - 203 06 00  
E: info@enraf-nonius.nl  
www.enraf-nonius.com

# MANUMED OSTEO

## MANUMED OSTEO



Type

446 Manumed Ostéo 4-parties, avec cyphose électrique & commande périphérique de la hauteur et des différentes parties électrique

## MANUMED OSTEO, TÊTIÈRE AVEC APPUI-BRAS RÉGLABLES



Type

448 Manumed Ostéo 6-parties, avec cyphose électrique & commande périphérique de la hauteur et des différentes parties électrique

## MANUMED OSTEO, TÊTIÈRE AVEC APPUI-BRAS RÉGLABLES ET JAMBIÈRES SÉPARÉES



Type

449 Manumed Ostéo 6-parties, avec jambières séparées, cyphose électrique & commande périphérique de la hauteur et des différentes parties électrique

## SPECIFICATIONS TECHNIQUES

Dimensions des plateaux (Lxl):	214 x 67 cm
Hauteur réglable:	51-103 cm
Temps de montée (min.-max.):	environ 18 sec.
Capacité de montée:	
(Charge max dynamique):	200 kg (typ electr option 250 kg)
Charge max en statique:	600 kg
Voltage du réseau:	230VAC 50/60 Hz
Consommation du courant:	2.0 A max.

ATTENTION:

COMMANDE PÉRIPHÉRIQUE & REVÊTEMENT DE LUXE SONT OPTIONNELLE



# COULEURS MANUMED



PARTNER FOR LIFE

Une table Enraf-Nonius assortie à chaque cabinet. Comme pour d'autres activités, une ambiance agréable est importante lors des actes de physiothérapie. Les patients doivent se sentir à l'aise dans la pièce où ils sont traités. Comme chaque thérapeute a son propre décor, nous considérons comme important que les tables de traitement puissent s'y intégrer sans choquer. Raison pour laquelle nous proposons plusieurs couleurs de châssis et de revêtement pour nos tables. Nos revêtements en skaï ne contiennent aucun phtalate et sont biocompatibles et ignifugés (non feu)- une combinaison unique qui les rendent parfaitement appropriés à un usage médical!



## NATURAL



811  
noir vulcan



850  
noyer




851  
sable



886  
feuille



888  
neige



## LIFESTYLE



410  
anthracite



406  
sarcelle



407  
cerise



408  
terre cuite



409  
la peau



## EXECUTIVE



012  
noir




213  
gris



199  
lavande



204  
sirius blue



169  
blue  
barbeau



170  
blue ciel



couleurs  
châssis



Ral 7035  
gris



Ral 9005  
noir



Ral 9010  
blanc

# OPTIONS<sup>(1)</sup> MANUMED OSTEO

## LARGEUR DE PLATEAU

	57 cm	67 cm	80 cm
446	o	s	o
448	x	s	o
449	x	s	x

s = standard o = en option x = non disponible

## CAPITONNAGE

Largeur de plateau	épaisseur				Section de jambe trapézoïdal	Section de jambe rectangulaire
	Normal 4 cm	DeLuxe 6 cm	Extra dur 4 cm	Extra doux 4 cm		
57 cm	s	o	o	o	x	s
67 cm	s	o	o	o	s*	x
80 cm	s	o	o	o	s	x

s = standard o = en option x = non disponible

\* Jambières séparées dans type 449 sont rectangulaire toujours

## DENSITÉ DE MOUSSE:

Normal: 38 Kg/m<sup>3</sup>

DeLuxe: 38 Kg/m<sup>3</sup>

Extra dur: 70 Kg/m<sup>3</sup>

Extra doux: 4 cm 38 Kg/m<sup>3</sup> + 1,5 cm 30 Kg/m<sup>3</sup>

## FENTE NASALE

A. Longue, avec bouchon (standard)

B. Triangulaire (option)  
avec bouchon en option 1550813

C. Sans fente nasale (option)

## RÉGLAGE DE LA HAUTEUR

A. Électrique Commande périphérique (standard)

## CAPACITÉ DE MONTÉE

A. Électrique - max. 200 kg (standard)

B. Électrique - max 250 kg (option)

## AUTRES OPTIONS DES TABLES

A. Rails de fixation (ensemble de 4)

Ne peut être combiné avec accoudoirs rabattables







B. Trou dans le secteur pour support pelvien

C. Accoudoirs rabattables (Seulement avec les modèles de largeur de 67 cm)

D. Jeu de réhausseurs 30 mm

E. Interrupteur de sécurité


(1) = Note: A commander avec la table



# ACCESSOIRES MANUMED OSTEO

## PORTE ROULEAU ET PAPIER

3450075	Porte rouleau (Impossible avec modèles 419, 429 et 449)
3445280	Distributeur sur pied (indépendant) pour rouleaux 50 & 60 cm
3445278	Rouleaux papier, largeur 50 cm, longueur 150 m, par 5
3445279	Rouleaux papier, largeur 60 cm, longueur 150 m, par 4



3450075




3445280



## ACCESSOIRES DE FIXATION


3445006	Attache pour sangles (2 obligatoires) <sup>(1)</sup>
3445007	Attache pour supports d'aisselles 3xxx007 <sup>(1)</sup>
3xxx007	Support d'aisselles <sup>(2)</sup>
3450068	Attache chromée, pour support d'épaules 3xxx030. 2 attaches pour 2 supports.
3xxx030	Support d'épaules pour la Manumed Ostéo <sup>(2)</sup>
3xxx019	Support pelvien <sup>(3)</sup>




3445006




3445007




3xxx007



3450068 / 3xxx030



3xxx019



- (1) = Pour utiliser ces attaches la table doit être équipée de rails de fixation (voir les options)
- (2) = Disponible en différentes couleurs
- (3) = Trou est exigé dans support (voir les options)

## SANGLES DE FIXATION

3445023	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 120 cm
3445014	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 160 cm
3445015	Sangles de fixation avec attache velcro longueur 240 cm
3445475	Sangles de fixation avec fermoir plastique longueur 250 cm
3445474	Sangles de fixation avec fermoir plastique longueur 350 cm




3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



# ACCESSOIRES MANUMED OSTEO

## TABOURETS (DISPONIBLES DANS LES COULEURS CI-DESSOUS)

3xxx010	Tabouret, hauteur réglable 40-53 cm
3xxx011	Tabouret, mobile, hauteur réglable 59-85 cm
3xxx012	Tabouret, mobile, avec repose pieds, hauteur réglable de 59-85 cm
3xxx013	Tabouret mobile, siège anatomique, hauteur réglable de 43-56 cm
3xxx020	Tabouret mobile, siège selle, hauteur réglable de 59-85 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

## COUSSINS ET ROULEAUX (DISPONIBLES DANS LES COULEURS CI-DESSOUS)

3xxx002	Coussin demi-cylindrique, petit, spécial cheville	28x9x11 cm
3xxx003	Coussin demi-cylindrique, large	56x16x18 cm
3xxx023	Rouleau de massage	50x Ø15 cm
3xxx004	Coussin de nuque, forme sablier	30x15 cm
3xxx005	Coussin de massage	30x28x8 cm
3xxx015	Coussin de table triangulaire	50x30x15 cm
1550813	Obturateur pour fente nasale, forme triangulaire (uniquement en noir)	16,5 x 21 cm
3445297	Coussin triangulaire caoutchouc, Kaltenborn (uniquement en noir)	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sac de sable pour posture 1,2 kg <sup>(1)</sup>	15x25 cm
3446162	Sac de sable pour posture 2 kg <sup>(1)</sup>	18x27 cm
3446166	Sac de sable pour posture 4 kg <sup>(1)</sup>	25x35 cm
3446167	Sac de sable pour posture 7 kg <sup>(1)</sup>	30x45 cm

<sup>(1)</sup> = Disponible en seule gris



3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

## EXECUTIVE



012  
noir



213  
gris



199  
lavanda



204  
sirius blue



169  
bleu barbeau



170  
blue ciel



## NATURAL



811  
noir volcan



851  
sable

## LIFESTYLE



410  
anthracite




408  
terre cuite



## HOUSES DE TABLE

3445240	Housse, avec ouverture pour le nez	bleue
3445241	Housse, avec ouverture pour le nez	bordeaux
3445242	Housse, avec ouverture pour le nez	blanche
3445244	Housse, avec ouverture pour le nez	jade
3445249	Housse, avec ouverture pour le nez	gris foncé
3445250	Housse, avec ouverture pour le nez	bleu royal
3445251	Housse, avec ouverture pour le nez	chameau
3445261	Housse, sans ouverture pour le nez	bleue
3445034	Housse, sans ouverture pour le nez	bordeaux
3445267	Housse, sans ouverture pour le nez	blanche
3445262	Housse, sans ouverture pour le nez	jade
3445248	Housse, sans ouverture pour le nez	gris foncé
3445247	Housse, sans ouverture pour le nez	bleu royal
3445252	Housse, sans ouverture pour le nez	chameau
3445259	Sangles élastiques pour les housses de table avec pinces aux deux extrémités, ensemble de 3	



## DIVERS

3450067	Jeu de réhausseurs 30 mm
3xxx032	Supports d'avant-bras (ensemble de 2) pour la Manumed Ostéo

