

MANUMED OSTEO



PARTNER FOR LIFE

Il lettino da visita e per trattamento Manumed Osteo è un "must have" per il terapeuta che desidera il massimo in termini di comfort, sia per il paziente, che per se stesso. Questo lettino per trattamento ha da 4 (a 7) sezioni di piano regolabili separatamente, che consentono di mettere il paziente in quasi tutte le posizioni desiderate. La regolazione elettrica dell'inclinazione è di serie per tutti e tre i differenti modelli Osteo con regolazione periferica. Questa è la situazione ideale per il terapeuta, che potrà svolgere con tutto il comfort possibile la sua professione che è comunque abbastanza pesante fisicamente. Un vero lettino di qualità, solido e flessibile nell'utilizzo!



"Sul Manumed Osteo è davvero possibile assumere qualsiasi posizione!"

- Da 4 a 7 sezioni regolabili autonomamente con le quali sono possibili innumerevoli posizioni sedute e sdraiate
- Possibilità di posizione flexion e anti-Trendelenburg
- Stabilità senza precedenti unite a possibilità di regolazione
- Regolazione elettrica dell'altezza e di regolazione delle sezioni per il massimo comfort
- Posizione prona totalmente rilassata grazie alla testata separata (opzione)
- Disponibilità di sezioni per le gambe regolabili singolarmente (opzione)
- Sezione con imbottitura spessa e bordi morbidi




ENRAF-NONIUS B.V.

Vareseweg 127
3047 AT Rotterdam
Olanda
T: +31-(0)10 - 203 06 00
E: info@enraf-nonius.nl
www.enraf-nonius.com

MANUMED OSTEO

MANUMED OSTEO



Tipo

446 Manumed Osteo 4-sezione, posizione flezion elettrica & regolazione periferica elettrica

MANUMED OSTEO, POGGIATESTA CON BRACCIOLI LATERALI



Tipo

448 Manumed Osteo 6-sezione, posizione flezion elettrica & regolazione periferica elettrica

MANUMED OSTEO, POGGIATESTA CON BRACCIOLLO LATERALI E SEZIONE GAMBE SEPARATE



Tipo

449 Manumed Osteo 6-sezione, poggiatesta con bracciolo laterali e sezione gambe separate, e con posizione flezion elettrica & regolazione periferica elettrica

DATI TECNICI

Dimensioni piano lettino: 214x67 cm
 Regolazione altezza: 51-103 cm
 Tempo di sollevamento (min.-max.): circa 18 sec.
 Capacità di sollevamento: 200 kg (tipo elettrica opzionale 250 kg)
 Alimentazione: 230VAC 50/60 Hz
 Consumo di corrente: 2.0 A max.

ATTENZIONE: COLORI RIVESTIMENTO DE LUXE E UN OPZIONE



Un Manumed per ogni ambiente. Anche negli ambulatori di fisioterapia è importante creare un'atmosfera accogliente. I clienti devono sentirsi a proprio agio nel locale dove vengono curati. Poiché ogni ambulatorio ha arredi e colori diversi, riteniamo importante che anche il lettino per i trattamenti sia adatto al progetto e all'ambiente. Per questo siamo in grado di produrre i lettini per i trattamenti Manumed in diversi colori del telaio e del rivestimento in skai. Il nostro rivestimento in skai è esente da ftalati, ignifugo e biocompatibile: una combinazione esclusiva che rende questo skai adatto all'uso medicale!



NATURAL



811
nero vulcano



850
noce




851
sabbia



886
foglia



888
neve



LIFESTYLE



410
antracite



406
petrolio



407
ciliegia



408
terracotta



409
pelle



EXECUTIVE



012
nero




213
grigio



199
lavanda



204
blu scuro



169
blu elettrico



170
baby bleu



colores
telaio



Ral 7035
grigio



Ral 9005
nero



Ral 9010
bianco

OPZIONI⁽¹⁾ MANUMED OSTEO

LARGHEZZA DEL PIANO

	57 cm	67 cm	80 cm
446	o	s	o
448	x	s	o
449	x	s	x

s = standard o = opzionale x = non disponibile

RIVESTIMENTO

Larghezza del piano	Imbottitura Standard 4 cm	Imbottitura DeLuxe 6 cm	Imbottitura Extra duro 4 cm thick	Imbottitura Extra soft 4 cm	Sezione di forma trapezio	Sezione di forma rettangolare
57 cm	s	o	o	o	x	s
67 cm	s	o	o	o	s*	x
80 cm	s	o	o	o	s	x

s = standard o = opzionale x = non disponibile

* Sezioni gambe separate de tipo 449 sono sempre rettangolare

DENSITÀ ESPANSO:

Standard: 38 Kg/m³

DeLuxe: 38 Kg/m³

Extra duro: 70 Kg/m³

Extra soft: 4 cm 38 Kg/m³ + 1,5 cm 30 Kg/m³

FORO PER IL VISO

- Lungo=standard (incl cuscinetto di copertura)

Trangolare (opzionale)

con cuscinetto di copertura opzionale 1550813

Sin foro per il viso (opzionale)

REGOLAZIONE

A. Elettrica Regolazione altezza periferica (standard)

CAPACITÀ DI SOLLEVAMENTO

Elettrico - max. 200 kg (standard)

Elettrico - max 250 kg (opzionale)

VARIO

A. Set 4 rails per Manumed Osteo (4 pezzi)

Non può essere combinato con ergo-wings



B. Buco per supporto pelvico

C. Ergo-wings (per il larghezza del piano de 67 cm)





D. Set per aumentare l'altezza dei piedi (30 mm)

E. Interruttore di sicurezza

(1) = ATTENZIONE! A causa delle regolazioni sulla parte superiore in fase di produzione, deve essere ordinato assieme al letto.



1550813



ACCESSORI MANUMED OSTEO

PORTAROTOLO

3450075	Portarotolo (non per i modelli 419, 429 e 449)
3445280	Sostegno a pavimento per rotoli carta 40 / 50 / 60 cm
3445284	Rotolo carta cellulosa largh. 40 cm lungh. 150 m (5 x)
3445278	Rotolo carta cellulosa largh. 50 cm lungh. 150 m (5 x)
3445279	Rotolo carta cellulosa largh. 60 cm lungh. 150 m (4 x)



3450075





3445280



ASSESSORI DI FISSAGGIO


3445006	Morsetti per fissaggio cinture (2 necessari) ⁽¹⁾
3445007	Morsetti per fissaggio supporto ascella 3xxx007 ⁽¹⁾
3xxx007	Supporto per spalla e ascella ⁽²⁾
3450068	Morsetto per fissaggio supporto trazione cervicale/spalle 3xxx030 (2 morsetti x 2 supporti)
3xxx030	Supporto trazione spalle ⁽²⁾
3xxx019	Supporto pelvico ⁽³⁾




3445006




3445007



3xxx007



3450068 / 3xxx030



3xxx019

(1) = richiede un binario di fissaggio (vedi opzioni)

(2) = disponibile in più colori (xxx sta per il codice colore)

(3) = Foro indispensabile nella sezione del lettino per il supporto pelvico (vedi opzioni)

FASCIA

3445023	Fascia di fissaggio in velcro, 120 cm
3445014	Fascia di fissaggio in velcro, 160 cm
3445015	Fascia di fissaggio in velcro, 240 cm
3445475	Fascia di fissaggio, chiusura di sicurezza 250 cm
3445474	Fascia in velcro lunghezza cm 350 chiusura di sicurezza



3445023



3445014 / 3445015



3445474 / 3445475



SGABELLI (DISPONIBILI NEI COLORI QUI SOTTO)

3xxx010	Sgabello, regolabile in altezza
3xxx011	Sgabello mobile, regolabile in altezza cm 59-85
3xxx012	Sgabello mobile, dotato di poggiatesta, regolazione 59-85 cm
3xxx013	Sgabello mobile, siege anatomique, regolazione 43 - 56 cm
3xxx020	Sgabello mobile, sedile anatomico regolazione 43-56 cm



3xxx010



3xxx011



3xxx012



3xxx013



3xxx020

CUSCINI (DISPONIBILI NEI COLORI QUI SOTTO)

3xxx002	Cuscino semicilindrico piccolo	28x9x11 cm
3xxx003	Cuscino semicilindrico grande	56x16x18 cm
3xxx023	Rullo per massaggio	50x Ø15 cm
3xxx004	Cuscino per collo a clessidra	30x15 cm
3xxx005	Cuscino per massaggio	30x28x8 cm
3xxx015	Cuscino a cuneo	50x30x15 cm
1550813	Foro per il viso Manumed / ManuXelect - TRIANGOLARE (nero)	16,5 x 21 cm
3445297	Cuscino a cuneo in gomma Kaltenborn nero	22,5 x 10,5 x 8,5
3446161	Sacchi di sabbia 1,2 kg ⁽¹⁾	15x25 cm
3446162	Sacchi di sabbia 2 kg ⁽¹⁾	18x27 cm
3446166	Sacchi di sabbia 4 kg ⁽¹⁾	25x35 cm
3446167	Sacchi di sabbia 7 kg ⁽¹⁾	30x45 cm

⁽¹⁾ = disponibile in solo colore grigio



3xxx002



3xxx003



3xxx023



3xxx004



3xxx005



3xxx015



1550813



3445297



3446161



3446162



3446166



3446167

EXECUTIVE



012

nero



213

grigio



199

lavanda



204

blu scuro



169

blu elettrico



170

baby bleu



NATURAL



811

nero vulcano



851

sabbia



410

antracite



408


terracotta



ACCESSORI MANUMED OSTEO

TELO

3445240	Telo per lettino, con poggiatesta	blu
3445241	Telo per lettino, con poggiatesta	bordeaux
3445242	Telo per lettino, con poggiatesta	bianco
3445244	Telo per lettino, con poggiatesta	verde giada
3445249	Telo per lettino, con poggiatesta	grigio scuro
3445250	Telo per lettino, con poggiatesta	blu reale
3445251	Telo per lettino, con poggiatesta	camello
3445261	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu
3445034	Telo per lettino, sin poggiatesta	bordeaux
3445267	Telo per lettino, sin poggiatesta	bianco
3445262	Telo per lettino, sin poggiatesta	verde giada
3445248	Telo per lettino, sin poggiatesta	grigio scuro
3445247	Telo per lettino, sin poggiatesta	blu reale
3445252	Telo per lettino, sin poggiatesta	camello
3445259	Set 3 elastici c/ clips x fissaggio alle estremità dei teli	



VARIO

3450067	Set per aumentare l'altezza dei piedi (30 mm)
3xxx032	Set de poggiatesta per Manumed Osteo

